




网格


固网



在山毛榉木中，在周边框架中安装了灵活的板条，互锁。

在与骨盆相对应的区域，板条加倍以确保更大的支撑，并配备滑块以调节灵活性。尺寸mm：1800-900-1000-1400 1600-1800-2000 p 2000-2100 h 55。女王尺寸11525 x p 2030。

解剖网络



山毛榉木制成，带有成对安装在橡胶支架上的柔性板条，可独立移动，间隔有利于床

在与骨盆相对应的区域，板条加倍以确保更大的支撑，并配备滑块以调节灵活性。尺寸mm：1800-900-1000 p 2000 2100 h 70。

带手动移动的解剖床架



榉木制成，带有成对安装在橡胶支架上的柔性板条。

在腰部区域，板条加倍以确保更大的支撑，并配备滑块以调节灵活性。

仅手动移动床头板。建议使用标准或乳胶单人床垫。尺寸mm：1800-900-1000 p x p 2000-2100。2000-2100 h 70。

带折叠网的容器




带金属框架的板条底座和由减震器辅助的运动。

灵活的山毛榉板条安装在框架中，互锁。尺寸mm：11000-1400-1600-1800-2000

床垫

舒适



弹簧床垫，带针刺毡加强垫，两侧热定型和吸音。
保暖填充物，夏季侧为棉质，冬季侧为羊毛。100% 加捻粘胶缎面采用 Sanitized® 防螨处理或可拆卸抗菌 Amcor Pure[®] 织物制成的不可拆卸外罩。

骨科1



高密度弹簧床垫，针刺毡加硬衬垫，两侧热定型和吸音。
保暖填充物，夏季侧为棉质，冬季侧为羊毛。100% 加捻粘胶缎面采用 Sanitized® 防螨处理或可拆卸抗菌 Amcor Pure[®] 织物制成的不可拆卸外罩。

放松



单独装袋的弹簧床垫，带有针刺和热定型毛毡的硬化填充物，以确保最大程度的静音。

保暖填充物，夏季侧为棉质，冬季侧为羊毛。100% 加捻粘胶缎面采用 Sanitized® 防螨处理或可拆卸抗菌 Amcor Pure[®] 织物制成的不可拆卸外罩。

解剖学



静音。不同支撑区的袋装弹簧床垫。针刺和热定型毛毡加强垫。
保暖填充物，夏季侧为棉质，冬季侧为羊毛。100% 加捻粘胶缎面采用 Sanitized® 防螨处理或可拆卸抗菌 Amcor Pure[®] 织物制成的不可拆卸外罩。

卢克索



独立的弹簧床垫插入在不腐烂的织物中的单个袋子中，可防止霉菌和其他病原体侵蚀。覆盖的弹簧床垫。吸音毡和粘弹性材料的加强垫。粘弹性h 20 两层细棉填充。不可拆卸的100% 扭曲粘胶缎面罩，配有Sanitized® 防螨处理。逐渐且不断地恢复其原始形状。保暖填充物，夏季侧为棉质，冬季侧为羊毛。100% 加捻粘胶缎面采用Sanitized® 防螨处理或可拆卸抗菌Amcor Pure® 织物制成的不可拆卸外罩。

福祉



健康加



弹簧床垫单独涂有防螨涂层。吸音毡和粘弹性材料的加强垫。粘弹性h 25 逐渐且不断地恢复其原始形状。100% 低过敏性纤维填充物。可拆卸Amcor Pure® 抗菌织物罩。

精英



弹簧床垫单独涂有防螨涂层。粘弹性h 25 逐渐且不断地恢复其原始形状。填充物由100% 棉制成。100% 棉针织衬里。不可拆卸的100% 扭曲粘胶缎面罩，配有Sanitized® 防螨处理。

精英加



弹簧床垫单独涂有防螨涂层。粘弹性h 25 逐渐且不断地恢复其原始形状。填充物由100% 棉制成。100% 棉针织衬里。不可拆卸的100% 扭曲粘胶缎面罩，配有Sanitized® 防螨处理。

床垫包覆层和附件

你会覆盖



仅适用于固定电话。石板色棉衬里，带弹性黑色TNT支撑的连帽包装。被子采用程式化的菱形设计。在角落完成4个橡皮筋。只能干洗。尺寸mm: l 800-900-1000-1400 1600-1800-2000 x p 2000-2100。大号尺寸l 1525 x d 2030。

礼帽



不可拆卸覆盖物100%加捻粘胶缎、羊毛和丝绸填充物。在角落完成4个橡皮筋。尺寸mm: l 1600-1800-2000 x p 2000-2100。大号尺寸l 1525 x d 2030。

Sanitized® 涂层



白色100%扭纹粘胶缎面不可拆卸外罩。包括Sanitized®防螨处理，一种具有抑菌和防螨特性的纤维。活性成分对皮肤无害，并融入纤维中，无需任何表面处理。被子采用程式化的菱形设计。绗缝周边带，带4个纯棉提手。适用于解剖、健康、舒适、矫形、放松床垫。

Ancor Pure□ 涂层



Ancor Pure □ 抗菌织物的可拆卸覆盖物，这种纤维由于持续的扩散机制，可提供对皮肤和环境安全涂层可以在不影响其抗菌效果的情况下进行清洗。适用于床垫/解剖学、健康、健康加、舒适、矫形、放松。